

产品核心优势



低非特异性结合



高捕获率



现货供应快



高性价比

磁珠 & 亲和凝胶

热销产品推荐

磁珠产品

产品货号	产品名称	融合标签	产品应用
HAK21011	Anti-DYKDDDDK 磁珠	Flag 标签	IP, Co-IP, 纯化
HAK21042	Anti-HA 磁珠	HA 标签	IP, Co-IP, 纯化
HAK21044	Anti-Myc 磁珠	Myc 标签	IP, Co-IP, 纯化

亲和凝胶产品

产品货号	产品名称	融合标签	产品应用
HAK21024	Anti-DYKDDDDK 亲和凝胶	Flag 标签	IP, Co-IP, 纯化
HAK21043	Anti-HA 亲和凝胶	HA 标签	IP, Co-IP, 纯化

杭州华安生物技术有限公司

Hangzhou HuaAn Biotechnology Co.,Ltd.


地址：杭州市钱塘新区白杨街道6号大街452号高科技企业
孵化园区2号楼16层D区
邮编：310012 邮箱：sales@huabio.cn
电话：0571-88062880 传真：0571-88060400



聚焦抗体，专业服务！ www.huabio.cn
售后技术支持电话：0571-86052305





磁珠产品使用流程



验证数据案例精选

★ 高批次间稳定性，高捕获率


Anti-DYKDDDDK磁珠 | Catalog# HAK21011



A. 不同批次 **Anti-DYKDDDDK磁珠 (HAK21011)** 的C端、N端IP实验 (细胞类型: HeLa细胞; 磁珠用量: 10 ul)


B. **Anti-DYKDDDDK磁珠 (HAK21011)** 不同磁珠用量的N端IP实验 (细胞类型: HeLa细胞; 磁珠用量: 5, 10, 15, 20 ul)

Anti-HA磁珠 | Catalog# HAK21042



不同批次 **Anti-HA磁珠 (HAK21042)** 的C端、N端IP实验 (细胞类型: 293T细胞; 磁珠用量: 20 ul)

Anti-HA亲和凝胶 | Catalog# HAK21043



不同批次 **Anti-HA亲和凝胶 (HAK21043)** 的C端、N端IP实验 (细胞类型: 293T细胞; 凝胶用量: 20 ul)