

自身抗体筛选检测服务

自身抗体是B细胞针对自身组织、器官、细胞及细胞成分产生的抗体。广泛存在于健康个体中，在疾病水平时动态变化。是兼具病理与保护双重功能的关键生物标志物，是构成免疫稳态调控的主要成分。

研究意义

01

基于差异靶标指导
深度机制探索与临
床干预。


02

精准识别疾病特征性
自身抗体靶点，揭示
个体免疫谱异常。

03

推动高丰度靶点抗体
基因获取及功能研
究，加速诊断与治疗
转化。

实验原理



杭州华安生物技术有限公司

Hangzhou HuaAn Biotechnology Co.,Ltd.

地址：杭州市钱塘新区白杨街道6号大街452号高科技企业
孵化园区2号楼16层D区

邮编：310012 邮箱：sales@huabio.cn
电话：0571-88062880 传真：0571-88060400



聚焦抗体，专业服务！ www.huabio.cn
售后技术支持电话：0571-86052305




现货靶点

Cytokine	IL-1 alpha、IL-6、IL-17a、IL-22、IL-21、IFN-gamma、TNF-alpha、IL-8、IL-33、IL-37、IL-10、IL-5
Immune check point	TIM3、TIM4、PD-1、PD-L1、LAG3、4-1BB、OX40、CTLA-4、ICOS、BAFF、FASL、RANKL
CD Markers	CD19、CD20、CD40、CD98、CD79、CD25、CD3、CD8、CD27、CD28、CD33
Tumor related	EGFR、HER2、HER3、P53、VEGFR2、MMP-14、PGP9.5、GAGE7、GM-CSF、VEGF、TGF-beta、Survivin
Others	NKG2A、CD16、FcRn、Tau、KIR、MMP-1、EPO、IFN-I、MCP-1、TLR7、TL1A、MMP-16

*同时可以提供靶点定制服务

优质案例精选

案例1：大样本筛选案例




标题: Elevated PD-1 and PDL-1 autoantibodies and association with tuberculosis

PMID: 39870318

DOI: 10.1016/j.jinf.2025.106430

IF: 14.3

案例2：单样本抗体谱检测



自身抗体谱检测