

Iba1抗体

小胶质细胞/巨噬细胞的特异性标记物

神经炎症、创伤修复和神经退行性疾病调控机制研究的关键靶点

优质抗体推荐

Product name	Catalog#	Reactivity	Tested applications	Antibody type
Iba1	ET1705-78	H,Ms,R,Cmk,P	WB,IHC-P,IHC-Fr,IF-Tissue,IF-Cell,FC,IP,mIHC	Rabbit IgG mAb
	HA601367	Ms,R,Cmk,P	IHC-Fr,IHC-P	Rat IgG1 mAb
	HA601368	H,Ms,R,Cmk,P	IHC-Fr,WB	Guinea pig IgG2 mAb
	RT1316	H,Ms,R,Cmk,P	WB,IHC-P,FC,IP,IHC-Fr,IF-Cell	Mouse IgG mAb
	HA601376	Ms,R,P,Cmk	IHC-Fr	Chicken IgY mAb

*H: Human; Ms: Mouse; R: Rat; Cmk: Cynomolgus monkey; P: Pig

产品特点

进口品质，
性价比更高

在效价更高优势条件下，冰冻切片染色效果与竞品相当

01



多宿主来源，
助力多维研究

5种宿主（兔、小鼠、大鼠、豚鼠、鸡）来源。单张切片实现多靶标共标记，支持神经网络全景分析

02



高亲和力，
高特异性

IHC-Fr稀释比高达竞品2倍，低非特异染色背景

03



广泛样本兼容性

适用于冷冻/石蜡组织（脑、肿瘤）、原代小胶质细胞及细胞系

04



杭州华安生物技术有限公司

Hangzhou HuaAn Biotechnology Co.,Ltd.

地址：杭州市钱塘新区白杨街道6号大街452号高科技企业
孵化园区2号楼16层D区
邮编：310012 邮箱：sales@huabio.cn
电话：0571-88062880 传真：0571-88060400




聚焦抗体，专业服务！ www.huabio.cn
售后技术支持电话：0571-86052305




进口品质，性价比更高

在稀释比更高条件下 (1/2,000 dilution) ,小鼠脑组织冰冻切片染色结果与竞品相当


ET1705-78 (1/2,000 dilution)



ET1705-78 (1/1,000 dilution)




Top Competitor (1/1,000 dilution)




IHC-Fr staining with mouse cerebral cortex tissue compared with top competitor

多宿主来源，支持多靶标多重荧光免疫组化 (mIHC) 分析


5种宿主来源 (兔、小鼠、大鼠、豚鼠、鸡)，助力同一张切片实现多靶标多维度分析




Iba1 Rat IgG1 mAb | HA601367
EAAT1 Rabbit mAb | ET1704-54



Iba1 Guinea pig IgG2 mAb | HA601368
NeuN Mouse mAb | HA601111




Iba1 Mouse IgG mAb | RT1316
MAP2 Rabbit mAb | HA723025



Iba1 Chicken IgY mAb | HA601376
MAG Rabbit mAb | HA721818


客户验证数据精选

小鼠皮质层组织mIHC (Iba1+GFAP)， 精准共定位



IHC-Fr staining with mouse cerebral cortex tissue (1/1,000 dilution)
产品名称: Iba1 Rat mAb | HA601367
GFAP Mouse mAb | EM140707
科研单位: 浙江大学

小鼠大脑组织mIHC (Iba1+PSD95)， 特异性标记小胶质细胞和兴奋性突触



IHC-Fr staining with mouse cerebrum tissue (1/1,000 dilution)
产品名称: Iba1 Rat mAb | HA601367
PSD95 Rabbit mAb | ET1602-20
科研单位: 浙江大学