



扫码关注公众号




杭州华安生物技术有限公司

☎ 0571-88062880

🖨 0571-88060400

✉ sales@huabio.cn

📍 杭州市钱塘区白杨街道6号大街452号高科技企业孵化园区2号楼16层



血管生成研究解决方案

Angiogenesis Research Solutions

• 助力机制探索到临床前验证

让研究变得简单

 华安生物
H U A B I O

目
录


CONTENTS

1. 血管生成研究解决方案	01
2. 血管生成与疾病研究	01-09
2.1 肿瘤血管生成研究解决方案	02-04
2.2 心血管疾病血管生成研究解决方案	05-06
2.3 脑血管疾病血管生成研究解决方案	06-07
2.4 代谢性疾病血管生成研究解决方案	07-09
3. 血管生成研究案例与应用	09-10
4. 特色产品推荐	10-13

血管生成研究解决方案 — 从基础机制到转化医学研究的全方位支持

作为生命科学领域的专业供应商，华安生物（HUABIO）致力于为血管生成研究提供最全面、最可靠的产品解决方案。血管生成作为多种疾病发生发展的关键环节，在肿瘤、心血管疾病、脑血管疾病及代谢性疾病中扮演着核心角色。

本资料将详细介绍HUABIO在这些研究领域提供的专业工具，包括经过严格验证的抗体、检测试剂盒、特色产品及配套技术资源，帮助您深入探索血管生成的分子机制并开发创新疗法。



新血管生成示意图 (PMID: 28635679)

血管生成与疾病研究

血管生成是从已有血管形成新生血管的复杂生理过程，在胚胎发育、组织修复等生理状态下至关重要，同时也与多种病理状态密切相关。


针对疾病中血管生成研究的复杂性，HUABIO提供从基础机制探索到转化医学研究的全方位支持。我们的产品经过严格验证，可确保实验结果的可重复性和可靠性。以下章节将详细介绍不同疾病领域血管生成研究的关键靶标，及我们提供的特色产品和解决方案。



病理性血管生成与各种疾病密切相关

肿瘤血管生成研究解决方案

肿瘤血管生成是恶性肿瘤生长和转移的关键环节，其特点是血管结构紊乱、通透性增加和血流异常。我们提供全面的肿瘤血管生成研究工具，帮助科学家深入探索这一复杂过程的分子机制并开发创新抗癌策略。




肿瘤血管生成与肿瘤生长示意图

关键研究靶点与研究工具




关键研究靶标	优质产品推荐	核心调控作用
VEGF / VEGFR	VEGF rabbit mAb ET1604-28	肿瘤血管生成的核心驱动因子，参与重塑肿瘤微血管结构，增加血管渗漏性，促进转移。
	VEGFR 1 rabbit mAb ET1605-11	
	VEGFR 2 rabbit mAb ET1608-33	
	Human VEGF ELISA Kit EH0075	
	Mouse VEGF ELISA Kit EM0013	
	Rat VEGF ELISA Kit ER0008	
USP5	USP5 rabbit mAb HA722371	USP5-STAT3 轴作为新型表观遗传调控信号分子；临床上 USP5 抑制剂联合化疗可增强抗血管疗效，减少耐药性。
STAT3	STAT3 rabbit mAb ET1607-38	ANGPT2 通过破坏周细胞-内皮细胞相互作用促进肿瘤血管异常化。
	Phospho-STAT3 (Y705) rabbit mAb ET1603-40	


关键研究靶标	优质产品推荐	核心调控作用
ANGPT2	ANGPT2 rabbit mAb ET1705-6	ANGPT2 通过破坏周细胞-内皮细胞相互作用促进肿瘤血管异常化。
Tie2	TIE2 rabbit mAb HA722732	ANGPT2-Tie2 系统参与血管稳定性与周细胞调控。
	PDGF B rabbit mAb HA722003	
	PDGFR beta rabbit mAb ET1605-20	
	Phospho-PDGFR beta (Y751) mAb HA723550	
PDGF/PDGFR	Human PDGF-AA ELISA Kit EH0058	调控周细胞募集和血管成熟度，与肿瘤耐药性相关。
	Human PDGF-BB ELISA Kit EH0068	




PDGFR beta 兔单抗 | ET1605-20
小鼠肾组织 mIHC 分析 (1/2,000 dilution)




Phospho-PDGFR beta (Y751) 兔单抗 | HA723550
不同样本裂解液 WB 分析 (1/5,000 dilution)




ANGPT2 兔单抗 | ET1705-6
不同样本裂解液 WB 分析 (1/10,000 dilution)



TIE2 兔单抗 | HA722732
不同样本裂解液 WB 分析 (1/1,000 dilution)




VEGF 兔单抗 | ET1604-28
小鼠脂肪组织 IF-Tissue 分析 (1/50 dilution)



USP5 兔单抗 | HA722371
不同样本裂解液 WB 分析 (1/1,000 dilution)

肿瘤血管调控信号（VEGF/VEGFR、Angiopoietin-Tie、HIF-1α信号通路等）在肿瘤机制研究中扮演着核心角色，其作用不仅限于传统认知的"营养供应"，还涉及免疫逃逸、转移微环境塑造和治疗抵抗等关键生物学过程。因此，肿瘤血管调控信号已经被认为是"肿瘤生态系统"的核心枢纽。




肿瘤血管生成信号通路图


心血管疾病血管生成研究解决方案

心血管疾病是全球范围内的主要死亡原因，而血管生成失衡在动脉粥样硬化、心肌缺血等多种心血管疾病中发挥着关键作用。我们针对心血管疾病血管生成研究的特点，开发了一系列特异性高、重复性好的研究工具，助力科学家深入探索心血管疾病中血管生成的分子机制并开发创新治疗策略。


关键研究靶点与研究工具




关键研究靶标	优质产品推荐	核心调控作用
CD31	CD31 mouse mAb M1511-8 CD31 mouse mAb IRS023	血管内皮细胞标志物，用于斑块内微血管密度评估。
MMP-9	MMP-9 rabbit mAb ET1704-69 Human MMP-9 ELISA Kit EH0020	参与细胞外基质重塑，影响斑块稳定性。
VCAM-1	VCAM1 rabbit mAb ET1601-18 Human VCAM-1 ELISA Kit EH0067 Human VCAM-1 ELISA Kit（一步法） EHY0067	血管细胞黏附分子-1，介导单核细胞黏附。
eNOS	Phospho-eNOS (S1177) rabbit mAb HA750522	内皮型一氧化氮合酶，维持血管稳态。
HIF-1α	HIF-1 alpha rabbit mAb HA721997	缺氧诱导因子，调控VEGF等基因表达。
Connexin 43	Connexin 43 rabbit mAb HA721312	间隙连接蛋白，反映心肌电耦合状态。
LDLR	LDL Receptor rabbit mAb ET1606-47	低密度脂蛋白受体，胆固醇摄取关键蛋白。
CYP7A1	CYP7A1 rabbit pAb HA500207	胆固醇转化为胆汁酸的限速酶。




LDL Receptor 兔单抗 | ET1606-47
A549细胞 IF-Cell 分析 (1/100 dilution)




VCAM1 兔单抗 | ET1601-18
C2C12细胞 IF-Cell 分析 (1/1,000 dilution)



MMP-9 兔单抗 | ET1704-69
不同样本裂解液 WB 分析 (1/5,000 dilution)



CYP7A1 兔多抗 | HA500207
不同样本裂解液 WB 分析 (1/1,000 dilution)



CD31 鼠单抗 | M1511-8
人肺鳞癌组织 mIHC 分析 (1/2,000 dilution)


Connexin 43 兔单抗 | HA721312
大鼠脑组织 IHC-Fr 分析 (1/500 dilution)

Connexin 43 兔单抗 | HA721312
大鼠心肌组织 IHC-P 分析 (1/5,000 dilution)

脑血管疾病血管生成研究解决方案


脑血管疾病是全球范围内导致死亡和残疾的主要原因之一，而血管生成失衡在脑动静脉畸形、缺血性卒中等疾病中扮演着关键角色。HUABIO针对脑血管疾病研究的特殊需求，开发了系列高质量研究工具，帮助科学家深入理解脑血管生成的调控机制，并为开发创新治疗方案提供支持。

关键研究靶点与研究工具



关键研究靶标	优质产品推荐	核心调控作用
ANGPT2	ANGPT2 rabbit mAb ET1705-6	表达上调导致的周细胞缺失是促进BAVM进展的重要机制。
	PDGFR beta rabbit mAb ET1605-20	
PDGFRβ	Phospho-PDGFR beta (Y751) rabbit mAb HA723550	周细胞标志物，评估血管成熟度。
	Phospho-PDGFR beta (Y1009) rabbit mAb HA721736	
COL1A1	COL1A1 rabbit mAb HA722517	基底膜主要成分，评估血管完整性。
	COL1A1 rabbit mAb IRS228RB	
	Mouse COL1A1 ELISA Kit EMY0045	
MMP2	MMP-2 rabbit mAb HA723308	参与细胞外基质重塑，影响血管生成。
	MMP-2 rabbit mAb ET1606-4	


关键研究靶标	优质产品推荐	核心调控作用
ZO-1	ZO1 rabbit mAb HA722797	紧密连接蛋白，血脑屏障完整性标志。
	ZO1 rabbit mAb IRS217RB	
Claudin-5	Claudin 5 rabbit mAb ET1703-58	血脑屏障重要组成蛋白。
MCT1	MCT1 rabbit mAb HA722556	参与乳酸穿梭，进而调控脑血管功能与代谢研究。
	MCT1 rabbit pAb HA500190	
SOD2	SOD2 rabbit mAb ET1701-54	参与构成脑血管的抗氧化防御系统。
	SOD2 (acetyl K68) rabbit mAb HA722463	



PDGFR beta 兔单抗 | ET1605-20
小鼠脑组织 IHC-Fr 分析 (1/200 dilution)

COL1A1 兔单抗 | IRS137RB
人胃癌组织 mIHC 分析 (1/100 dilution)

SOD2 兔单抗 | ET1701-54
大鼠脑组织 IHC-P 分析 (1/4,000 dilution)



MMP-2 兔单抗 | ET1606-4
小鼠肝组织 IF-Tissue 分析 (1/1,000 dilution)

MCT1 兔单抗 | HA722556
不同样本裂解液 WB 分析 (1/1,000 dilution)

ZO1 兔单抗 | HA722797
MCF7细胞 IF-Cell 分析 (1/2,000 dilution)


代谢性疾病血管生成研究解决方案

代谢性疾病如糖尿病、非酒精性脂肪肝等已成为全球重大公共卫生问题，而血管生成异常在这些疾病的发病机制中扮演着重要角色。我们针对代谢性疾病与血管生成的复杂交互作用，开发了一系列高质量研究工具，助力科学家深入探索代谢-血管轴调控机制并开发创新治疗策略。

关键研究靶点与研究工具



关键研究靶标	优质产品推荐	核心调控作用
RAGE	RAGE rabbit mAb ET1702-27	晚期糖基化终产物受体，参与糖尿病血管病变。
	RAGE rabbit mAb IRS195RB	
NOX4/NOX2	NOX2 rabbit mAb HA723224	活性氧生成关键酶，参与糖尿病血管氧化应激与内皮功能。
	NOX4 rabbit mAb ET1607-4	
VE-cadherin	VE Cadherin rabbit mAb HA721943	血管内皮钙黏蛋白，其表达水平参与糖尿病血管通透性评估。
	Human VE Cadherin ELISA Kit EH0091	
Hepcidin	Hepcidin rabbit mAb ET1704-22	铁代谢调控关键激素，参与调控肝代谢与血管化。
α-SMA	α-SMA rabbit mAb ET1607-53	活化的肝星状细胞标志物，参与调控肝纤维化与血管重塑。
	α-SMA rabbit mAb IRS094RT	
SREBP1	SREBP1 rabbit mAb HA722160	固醇调节元件结合蛋白1，参与NAFLD脂代谢调控。
TNF-α	TNF alpha rabbit mAb HA722022	促炎细胞因子，促进肥胖相关炎症与血管功能障碍。
	TNF alpha rabbit mAb IRS040	
	Human TNF alpha ELISA Kit EH0002	
	Mouse TNF alpha ELISA Kit EM0010	
	Rat TNF alpha ELISA Kit ER0007	
IL-6	Human IL-6 ELISA Kit EH0001	促炎细胞因子，促进胰岛素抵抗。
	Mouse IL-6 ELISA Kit EM0004	
	Rat IL-6 ELISA Kit ER0004	
Adiponectin	Adiponectin rabbit mAb HA722286	具有血管保护作用的脂肪因子。
	Human Adiponectin ELISA Kit EH0099	
Leptin	Human Leptin ELISA Kit EH0056	参与能量平衡调控的脂肪因子。
	Mouse Leptin ELISA Kit EM0027	



RAGE 兔单抗 | ET1702-27
大鼠肺组织 IF-Tissue 分析 (1/100 dilution)

NOX2兔单抗 | HA723224
RAW264.7 (阳性) 和Neuro-2a (阴性) 细胞 IF-Cell 分析 (1/500 dilution)


Adiponectin 兔单抗 | HA722286
小鼠乳腺组织 IHC-P 分析 (1/1,000 dilution)

αSMA 兔单抗 | ET1607-53
小鼠肝组织 mIHC 分析 (1/5,000 dilution, Yellow)
anti-CD31(M1511-8, Red)
anti-COL1A1(HA722517, Magenta)

血管生成研究案例与应用

Case 1


使用HUABIO Anti-α-SMA (Catalog# ET1607-53)、Anti-CD68 (Catalog# HA722285) 抗体，评估 b2C-Pt@HA-PEG纳米酶声催化系统治疗后的斑块表型和血管炎症，揭示了b2C-Pt@HA-PEG纳米酶治疗晚期动脉粥样硬化的新机制。



数据来源：香港理工大学
期刊名称：Adv Mater. 2025 Jul 7:e2420189.
PMID: 40622246
IF: 26.8

Case 2


使用HUABIO Anti-GLUT1 (Catalog# ET1601-10) 抗体，发现LRP1调控细胞间线粒体转移和缺血性脑损伤的作用机制。



数据来源：西南医科大学附属医院
期刊名称：Cell Metab. 2024 Sep 3;36(9):2054-2068.e14.
PMID: 38906140
IF: 27.7

Case 3


使用HUABIO Anti-ZO1 ([Catalog# ER41204](#)) 抗体，揭示了肠内营养供给紊乱引发肠道脂质过度吸收进而加剧心血管疾病发生发展的机制。



数据来源：浙江大学医学院
期刊名称：Cell. 2024 Oct 31;187(22):6251-6271.e20.
PMID: 39427662
IF: 45.5

Case 4

使用HUABIO Anti-FGF2 ([Catalog# ET1703-18](#))、Anti-CXCL12/SDF1 ([Catalog# ER1902-35](#))、Anti-CXCR4 ([Catalog# ER1802-28](#)) 和Anti-MMP-9 ([Catalog# ET1704-69](#)) 抗体，揭示了精准调控肺转移前微环境（PMN）可能是转移瘤防治领域的重要潜在策略。



数据来源：四川大学
期刊名称：ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS. 2025 Jan 16.
IF: 18.5

特色产品推荐

Primary antibodies				
Product name	Catalog#	Reactivity	Tested applications	Antibody type
Adiponectin	HA722286	H,Ms,R	WB,IHC-P,IF-Tissue	Rabbit mAb
alpha smooth muscle Actin	ET1607-53	H,Ms,R	WB,IF-Cell,IF-Tissue,IHC-P,FC,miIHC	Rabbit mAb
Angiomotin	HA722834	H	WB,IHC-P,IF-Cell,IP	Rabbit mAb
Angiopietin 1	ET1611-28	H,Ms,R	WB	Rabbit mAb
Angiopietin 2	ET1705-6	H,Ms,R	WB,IHC-P,FC	Rabbit mAb
ANGPTL3	HA722388	H,Ms,R	WB,IHC-P,IF-Tissue	Rabbit mAb
ANGPTL4	HA722823	H,Mk	WB	Rabbit mAb
ANGPTL6	HA500551	Ms,R,H	WB,IHC-P,IF-Cell,FC	Rabbit pAb
Cathepsin L/V/K/H	ET1703-44	H,Ms,R	WB,IF-Tissue,IHC-P	Rabbit mAb
CD146	ET7107-91	H,Ms,R	WB,IF-Cell,IHC-P,FC	Rabbit mAb

Primary antibodies				
Product name	Catalog#	Reactivity	Tested applications	Antibody type
CD147	ET1702-58	H,Ms,R	WB,IF-Cell,IF-Tissue,IHC-P	Rabbit mAb
CD151	HA600059	H,Ms	WB,IF-Cell,IHC-P	Mouse mAb
CD31	ET1608-48	H	WB,IHC-P,FC,IP,IF-Cell,IF-Tissue	Rabbit mAb
CD31	M1511-8	H,Ms	WB,IF-Cell,IHC-P,miIHC	Mouse mAb
CD31 miIHC抗体	IRS023	H	miIHC	Mouse mAb
CD34	ET1606-11	H,Ms,R	WB,IF-Cell,IF-Tissue,IHC-P,IP,miIHC,FC	Rabbit mAb
CD34 miIHC抗体	IRS024	H	miIHC	Rabbit mAb
CD34 miIHC抗体	IRS050	Ms	miIHC	Rabbit mAb
CD36	ET1701-24	H,Ms,R	WB,IF-Cell,IF-Tissue,IHC-P,FC,IP	Rabbit mAb
CD41	HA722940	H,Ms,R	WB,IHC-P	Rabbit mAb
CD62P	ET1703-49	H	WB,IHC-P	Rabbit mAb
Claudin 5	ET1703-58	H	WB,IHC-P	Rabbit mAb
COL1A1	HA722517	H,Ms,R	WB,IHC-P,IF-Tissue,IF-Cell,FC,IP,miIHC,IHC-Fr	Rabbit mAb
COL1A1 miIHC抗体	IRS137RB	H	miIHC	Rabbit mAb
Connexin 43	HA721312	H,Ms,R,Cmk,P	WB,IHC-P,IHC-Fr	Rabbit mAb
CSF-1-R	HA723142	H,Ms,R	WB,IHC-P	Rabbit mAb
CTGF	HA723771	H,Ms,R	WB,IHC-P,IF-Cell	Rabbit mAb
CYP7A1	HA500207	H,R	WB,IF-Cell,FC	Rabbit pAb
CYR61 / CCN1	HA723070	H	WB,IF-Cell,IHC-P,IF-Tissue	Rabbit mAb
Cystatin F	HA723053	H,Ms	WB,IHC-Fr	Rabbit mAb
Ephrin B2	ET1705-33	H,Ms,R	WB,IF-Cell	Rabbit mAb
FGF1	HA722695	H,Ms,R	WB,IF-Cell,IHC-P,FC	Rabbit mAb
FGF2	ET1703-18	H,Ms	WB,IP,FC,IHC-P	Rabbit mAb
FGF21	ET1704-04	H,Ms,R	WB,IHC-P,IF-Tissue	Rabbit mAb
FGFR2	ET1703-78	H,Ms,R	WB,IP	Rabbit mAb
FGFR3	ET1703-65	H,Ms,R	WB,IF-Cell,IF-Tissue,IHC-P	Rabbit mAb
Fibronectin	ET1702-25	H,Ms	WB,IF-Cell,IF-Tissue,IHC-P	Rabbit mAb
Fibronectin miIHC抗体	IRS144RB	Ms	miIHC	Rabbit mAb
GDF1	HA500058	H,R	WB,IHC-P	Rabbit pAb
ICAM1	ET1609-46	H	WB,IF-Tissue,IHC-P	Rabbit mAb
ICAM1	HA722417	Ms	WB,IHC-P	Rabbit mAb
IL-1 beta	HA601036	H,Ms,R	WB,ELISA,IHC-P,IF-Tissue	Mouse mAb
IL-8	ER1901-61	H	WB,IHC-P,IF-Cell,FC	Rabbit pAb
Integrin alpha V	ET1610-15	H,Ms,R	WB,IF-Cell,FC,IHC-P	Rabbit mAb
Integrin beta 3	ET1606-49	H,Ms	WB,IHC-P,IF-Tissue	Rabbit mAb
Jagged1	ET1702-63	H,Ms,R	WB,IHC-P	Rabbit mAb
KLF4	ET1702-71	H,Ms,R	WB,IF-Cell,IF-Tissue,IHC-P	Rabbit mAb
LAMB3	HA500480	H,Ms,R	WB,IHC-P	Rabbit pAb
LDL Receptor	ET1606-47	H,R	WB,IF-Cell,FC	Rabbit mAb
MCT1	HA722556	H	WB	Rabbit mAb
MEOX2	HA500053	H,Ms,R	WB,IHC-P,IF-Cell	Rabbit pAb
MMP-11	ET1611-33	H,Ms,R	WB,IF-Cell,IF-Tissue,IHC-P	Rabbit mAb
MMP-12	ET1602-42	H,Ms,R	WB,IF-Cell,IF-Tissue,IHC-P,IP,FC	Rabbit mAb
MMP-13	ET1702-14	H	WB,IF-Cell,IF-Tissue,IHC-P,FC	Rabbit mAb
MMP-14	ET1606-48	H,Ms,R	WB,IF-Cell,IF-Tissue,IHC-P,IP	Rabbit mAb
MMP-17	ET7106-84	H,Ms,R	IF-Cell,IF-Tissue,IHC-P,WB	Rabbit mAb
MMP-2	ET1606-4	H,Ms,R	WB,IHC-P,IP,IF-Tissue	Rabbit mAb
MMP-3	ET1705-98	H,Ms,R	WB,IHC-P	Rabbit mAb
MMP-7	HA723043	H	WB,IF-Cell,FC,IHC-P	Rabbit mAb
MMP-8	HA721686	H,Ms,R	IHC-P	Rabbit mAb
MMP-9	ET1704-69	H,Ms,R	WB,IF-Tissue,IHC-P,FC	Rabbit mAb

Primary antibodies				
Product name	Catalog#	Reactivity	Tested applications	Antibody type
MMP-9 mIHC抗体	IRS172RB	H	mIHC	Rabbit mAb
Nestin	HA722919	H,Ms,R	WB,IF-Cell,IHC-P,IHC-Fr,IF-Tissue,mIHC,IP	Rabbit mAb
Nestin mIHC抗体	IRS065	Ms	mIHC	Rabbit mAb
Neuropilin 1	ET1609-69	H,Ms,R	WB,IF-Cell,IF-Tissue,IHC-P,IP	Rabbit mAb
NOX2 / gp91phox	HA723224	H,Ms,R	WB,IF-Cell,IHC-P,IHC-Fr,IP	Rabbit mAb
Pan-Cadherin	ET1609-70	H,Ms,R	WB,IF-Cell,IF-Tissue,IHC-P,IP,IHC-Fr	Rabbit mAb
PDGFR alpha	ET1702-49	H,Ms,R,Cmk,P	WB,IHC-P,IHC-Fr	Rabbit mAb
PDGFR beta	ET1605-20	H,Ms,R	WB,IHC-P,IP,FC,IF-Tissue,IF-Cell,mIHC,IHC-Fr	Rabbit mAb
PEDF	HA721661	H,Ms,R	WB	Rabbit mAb
Phospho-PDGFR beta (Y751)	HA723550	Ms,R,H	WB	Rabbit mAb
PLGF	EM1701-88	H,Ms,R	WB,IHC-P,IF-Cell	Mouse mAb
Podoplanin	ET1703-61	H	WB,IHC-P	Rabbit mAb
Podoplanin mIHC抗体	IRS194RB	H	mIHC	Rabbit mAb
PODXL	M1403-5	H	IF-Cell,IHC-P	Mouse mAb
RAGE	ET1702-27	H,Ms,R	WB,IHC-P,IF-Tissue,mIHC	Rabbit mAb
S100A4	ET1612-13	H,Ms,R	WB,IF-Cell,IF-Tissue,IHC-P,IP,FC	Rabbit mAb
SOD2	ET1701-54	H,Ms,R	WB,IHC-P	Rabbit mAb
Thymidine Phosphorylase	HA601231	H,Ms,R	WB,IHC-P	Mouse mAb
TIE2	HA722732	H	WB,FC	Rabbit mAb
Tissue Factor	ET1611-95	H,Ms,R	WB,IF-Cell,IF-Tissue,IHC-P	Rabbit mAb
TNF Receptor I	HA500140	H	WB,IHC-P,FC	Rabbit pAb
TWEAKR	ET1611-93	H,Ms,R	WB,IHC-P,IP	Rabbit mAb
USP5	HA722371	H,Ms,R	WB,IF-Cell,IHC-P,FC	Rabbit mAb
VCAM1	ET1601-18	H,Ms,R,Z	WB,IF-Cell,IF-Tissue,IHC-P,IP,FC	Rabbit mAb
VE Cadherin	HA721943	H	WB,IF-Cell,FC	Rabbit mAb
VE Cadherin	ET1701-93	Ms	WB,IP	Rabbit mAb
VEGF	ET1604-28	H,Ms,R	WB,IF-Cell,IF-Tissue,IHC-P,IP,FC	Rabbit mAb
VEGF Receptor 1	ET1605-11	H,Ms,R	WB,IF-Cell,IF-Tissue,IHC-P,IP,FC	Rabbit mAb
VEGF Receptor 2	ET1608-33	H,R	WB,IF-Cell,IHC-P,IP	Rabbit mAb
VEGFD	ET7110-81	H,Ms,R	WB,IF-Cell,IHC-P,FC	Rabbit mAb
Von Willebrand Factor	HA722833	H,Ms,R	WB,IHC-P,IF-Tissue,IP	Rabbit mAb
Von Willebrand Factor mIHC抗体	IRS215RB	H	mIHC	Rabbit mAb
Von Willebrand Factor mIHC抗体	IRS244RB	Ms	mIHC	Rabbit mAb
ZO1	HA722797	H,Ms,R,Mk,Cmk	WB,IF-Cell,IHC-P	Rabbit mAb
ZO1 mIHC抗体	IRS217RB	Ms	mIHC	Rabbit mAb
ELISA Kits				
Product name	Catalog#	Size	Sensitivity	Type
Human Adiponectin ELISA Kit	EH0099	96T	0.15 pg/ml (50 µl); 3.56 pg/ml (10 µl)	完全即用型
Human CCL2/MCP-1 ELISA Kit	EH0010	96T	0.04 ng/ml (50 µl); 0.03 ng/ml (10 µl)	完全即用型
Human CD115/M-CSF R/CSF-1-R ELISA Kit(一步法)	EHY0168	96T	0.01 ng/ml (50 µl); 0.08 ng/ml (10 µl)	即用型
Human CD147/EMMPRIN ELISA Kit	EH0139	96T	1.44 pg/ml (50 µl); 3.63 pg/ml (10 µl)	完全即用型
Human CRP ELISA Kit	EH0076	96T	4.26 pg/ml (50 µl); 21.23 pg/ml (10 µl)	完全即用型
Human CTGF/CCN2 ELISA Kit(一步法)	EHY0156	96T	0.07 ng/ml (50 µl); 0.35 ng/ml (10 µl)	完全即用型
Human FGF basic/FGF2/bFGF ELISA Kit	EH0024	96T	1.51 pg/ml (50 µl) ; 9.93 pg/ml (10 µl)	完全即用型
Human Growth Hormone ELISA Kit	EH0142	96T	0.34 pg/ml (50 µl); 1.81 pg/ml (10 µl)	完全即用型
Human HGF ELISA Kit	EH0019	96T	4.07 pg/ml (50 µl) ; 6.01 pg/ml (10 µl)	完全即用型
Human ICAM-1/CD54 ELISA Kit	EH0064	96T	0.49 pg/ml(50 µl); 6.36 pg/ml (10 µl)	完全即用型
Human ICAM-1/CD54 ELISA Kit(一步法)	EHY0064	96T	1.22 pg/ml (50 µl); 0.05 ng/ml (10 µl)	完全即用型
Human IFN-β ELISA Kit	EH0017	96T	0.35 pg/ml (50 µl)	完全即用型
Human IFN-γ ELISA Kit	EH0039	96T	0.36 pg/ml (50 µl); 0.85 pg/ml (10 µl)	完全即用型
Human IGFBP3/IBP3 ELISA Kit(一步法)	EHY0157	96T	0.004 ng/ml (50 µl); 13.60 ng/ml (10 µl)	完全即用型

ELISA Kits				
Product name	Catalog#	Size	Sensitivity	Type
Human IL-13 ELISA Kit	EH0049	96T	38.65 pg/ml (50 µl); 179.32 pg/ml (10 µl)	完全即用型
Human IL-18 ELISA Kit	EH0053	96T	0.46pg/ml (50 µl); 2.13 pg/ml (10 µl)	完全即用型
Human IL-1β ELISA Kit	EH0006	96T	0.77 pg/ml (10 µl)	完全即用型
Human IL-2 ELISA Kit	EH0013	96T	1.67 pg/ml (50 µl) ; 3.08 pg/ml (10 µl)	完全即用型
Human IL-33 ELISA Kit	EH0047	96T	0.76 pg/ml (50 µl); 1.25 pg/ml (10 µl)	完全即用型
Human IL-6 ELISA Kit	EH0001	96T	0.26 pg/ml (50 µl) ; 0.43 pg/ml (10 µl)	完全即用型
Human IL-8/CXCL8 ELISA Kit	EH0014	96T	1.45 pg/ml (50 µl) ; 3.63 pg/ml (10 µl)	完全即用型
Human Leptin ELISA Kit	EH0056	96T	9.45 pg/ml (50 µl); 18.83 pg/ml (10 µl)	完全即用型
Human MMP-13 ELISA Kit	EH0135	96T	5.09 pg/ml (50 µl); 10.80 pg/ml (10 µl)	即用型
Human MMP-3 ELISA Kit	EH0169	96T	0.79 ng/ml (50 µl); 4.66 ng/ml (10 µl)	完全即用型
Human MMP-7 ELISA Kit	EH0125	96T	72.45 pg/ml (50 µl)	完全即用型
Human MMP-8 ELISA Kit	EH0103	96T	1.59 pg/ml (50 µl); 9.04 pg/ml (10 µl)	完全即用型
Human MMP-9 ELISA Kit	EH0020	96T	2.7 pg/ml (50 µl) ; 7.9 pg/ml (10 µl)	完全即用型
Human Osteopontin (OPN) ELISA Kit	EH0057	96T	0.04 ng/ml (50 µl); 0.12ng/ml (10 µl)	完全即用型
Human PDGF-AA ELISA Kit	EH0058	96T	0.10 ng/ml (50 µl); 0.17 ng/ml (10 µl)	完全即用型
Human PDGF-BB ELISA Kit	EH0068	96T	2.79 pg/ml (50 µl); 7.56 pg/ml (10 µl)	完全即用型
Human Pentraxin 3/PTX3 ELISA Kit	EH0141	96T	1.99 pg/ml (50 µl); 9.53 pg/ml (10 µl)	完全即用型
Human TGF alpha ELISA Kit	EH0059	96T	1.91 pg/ml (50 µl); 3.89 pg/ml (10 µl)	完全即用型
Human TNF RI/TNFRSF1A ELISA Kit	EH0128	96T	0.01 ng/ml (50 µl); 0.13 ng/ml (10 µl)	完全即用型
Human TNF RI/TNFRSF1A ELISA Kit(一步法)	EHY0128	96T	0.01 ng/ml (50 µl); 0.13 ng/ml (10 µl)	完全即用型
Human TNF-α ELISA Kit	EH0002	96T	0.21 pg/ml (50 µl) ; 0.26 pg/ml (10 µl)	完全即用型
Human tPA ELISA Kit(一步法)	EHY0158	96T	0.03 ng/ml (50 µl); 0.10 ng/ml (10 µl)	完全即用型
Human VCAM-1/CD106 ELISA Kit	EH0067	96T	7.07 pg/ml (50 µl)	完全即用型
Human VCAM-1/CD106 ELISA Kit(一步法)	EHY0067	96T	0.04 ng/ml (50 µl); 0.08 ng/ml (10 µl)	完全即用型
Human VE Cadherin ELISA Kit	EH0091	96T	0.01 ng/ml (50 µl); 0.12 ng/ml (10 µl)	完全即用型
Human VEGF ELISA Kit	EH0075	96T	1.04 pg/ml (50 µl); 3.21 pg/ml (10 µl)	完全即用型
Human von Willebrand Factor ELISA Kit(一步法)	EHY0138	96T	0.02 ng/ml (50 µl); 0.69 ng/ml (10 µl)	完全即用型
Human/Mouse/Rat/Porcine/Canine TGF-β1 ELISA Kit	EH0012	96T	33.32 pg/ml (50 µl)	即用型
Mammal VEGF-C ELISA Kit	EH0113	96T	1.82 pg/ml (50 µl)	完全即用型
Mouse CCL2/MCP-1 ELISA Kit	EM0025	96T	1.78 pg/ml (10 µl)	完全即用型
Mouse CRP/C-Reactive Protein ELISA Kit	EM0035	96T	0.01 ng/ml (50 µl)	即用型
Mouse IFN-beta ELISA Kit	EM0040	96T	7.69 pg/ml (10 µl)	完全即用型
Mouse IFN-γ ELISA Kit	EM0009	96T	3.24 pg/ml (10 µl)	完全即用型
Mouse IL-13 ELISA Kit	EM0007	96T	0.37 pg/ml (10 µl)	完全即用型
Mouse IL-18 ELISA Kit	EM0034	96T	1.46 pg/ml (10 µl)	完全即用型
Mouse IL-1β ELISA Kit	EM0029	96T	0.91 pg/ml (10 µl)	完全即用型
Mouse IL-2 ELISA Kit	EM0002	96T	0.16 pg/ml (10 µl)	完全即用型
Mouse IL-33 ELISA Kit	EM0033	96T	0.33 pg/ml (10 µl)	完全即用型
Mouse IL-6 ELISA Kit	EM0004	96T	0.36 pg/ml (10 µl)	完全即用型
Mouse Leptin ELISA Kit	EM0027	96T	19.30 pg/ml (50 µl)	完全即用型
Mouse Pro-collagen I alpha 1/COL1A1 ELISA Kit(一步法)	EMY0045	96T	0.01 pg/ml (10 µl)	即用型
Mouse TNF-α ELISA Kit	EM0010	96T	0.097 pg/ml (10 µl)	完全即用型
Mouse VEGF ELISA Kit	EM0013	96T	0.57 pg/ml (10 µl)	完全即用型
Rat IL-1β ELISA Kit	ER0001	96T	17.11 pg/ml (50 µl)	完全即用型
Rat IL-6 ELISA Kit	ER0004	96T	7.05pg/ml (50 µl)	完全即用型
Rat TNF-α ELISA Kit	ER0007	96T	0.16 pg/ml (50 µl); 0.08pg/ml (10 µl)	完全即用型
Rat VEGF ELISA Kit	ER0008	96T	2.60 pg/ml (50 µl); 3.77 pg/ml (10 µl)	完全即用型

*H: Human; Ms: Mouse; R: Rat; Mk: Monkey; Z: Zebrafish; Cmk: Cynomolgus monkey; P: Pig

扫码详见更多
“血管生成研究”
产品信息

